

# Bestellbogen

Unterschenkelorthese (AFO)



carbon, silicon & more

## 1. Firmenanschrift / Stempel:

Verantwortlicher Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

## 2. Patienten-Dokumentation:

Vorversorgung?  Ja  Nein

Wenn Ja: S.-Nr./Datum: \_\_\_\_\_

Geschlecht: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Größe: \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

Anfertigung:  paarweise  nur links  nur rechts

Aktivitätsgrad:  1  2  3  4  5

Diagnose: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

### Wichtige Hinweise:

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, geglättete Gips-Positiv oder die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale) sowie die geschränkten Gelenkschienen.
2. Die Gelenkachsen müssen durch Justierkanäle festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

# Bestellbogen

## Unterschenkelorthese (AFO)



### 3. Ausführungsdetails Orthese:

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den grau hinterlegten Punkten.

Polster / Bettung:

normal Knöchel  Talus (Medial)  Vollfuß-Polster  Halbfuß-Polster

Polsterstärke:  4  5  6

Polsterfarbe:  schwarz  blau  gelb  rot  weiß  pink / rosa

Wassertransferdruck:  ja  nein Farbe Wassertransferdruck (s. casimo-ot.de): \_\_\_\_\_

Material Kunststoffteile:  Copolymer  PP  PE

Materialstärke:  2  3  4

Kunststofffarbe (s. casimo-ot.de): \_\_\_\_\_

Zuschliff:  Casimo-Zuschliff  Anzeichnung Verschlussfarbe:  schwarz  weiß  blau  gelb  rot

Bitte nur eine Spalte ausfüllen:

#### Ausführung: dorsale Feder

Federkonfiguration:

fest  dynamisch

Vorfuß:

Casimo  komplett →  flex /  rigide

Dummies (Sprunggelenk):

nur medial  nur lateral  bilateral  keine

Fußstellung für Ausrichtung der Feder (Laufrichtung):

normal  nach Innen (Grad: \_\_\_\_)  
 nach Außen (Grad: \_\_\_\_)

#### Ausführung: Gelenk(e)

Gelenk unilateral  Gelenke bilateral

mitgelieferte(s) Gelenk(e): \_\_\_\_\_

Vorfuß-Komplett:  rigide  dynamisch  flex

Wadenband:  ventral  dorsal

