

Bestellbogen

Ganzbeinorthese (KAFO)

1. Firmenanschrift / Stempel:

Kundennummer: _____ Kommission: _____

Verantwortlicher Mitarbeiter: _____

Tel.: _____ Fax: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

2. Patienten-Dokumentation:

Vorversorgung? Ja Nein Wenn Ja: S.-Nr./Datum: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____

Größe: _____ Gewicht: _____

Anfertigung: paarweise nur links nur rechts Aktivitätsgrad: 1 2 3 4 5

Diagnose: _____

Bemerkungen: _____

Wichtige Hinweise:

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, geglättete Gips-Positiv oder die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale) sowie die geschränkten Gelenkschienen.
2. Die Gelenkachsen müssen durch Justierkanäle festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

3. Ausführungsdetails Orthese:

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den grau hinterlegten Punkten.

Kniegelenk: unilateral bilateral

Anbauweise der gelieferten, vorgefertigten Gelenkschienen:

aufgesetzt eingearbeitet steckbar (nur für unilateral)

Polster / Bettung:

normal Knöchel Talus (Medial) Vollfuß-Polster Halbfuß-Polster OS + Wadenband

Polsterstärke: 4 5 6

Polsterfarbe: schwarz blau gelb rot weiß pink / rosa

Wassertransferdruck: ja nein Farbe Wassertransferdruck (s. casimo-ot.de): _____

Material Kunststoffteile: Copolymer PP PE

Materialstärke: 2 3 4

Kunststofffarbe (s. casimo-ot.de): _____

Zuschliff: Casimo-Zuschliff Anzeichnung Verschlussfarbe: schwarz weiß blau gelb rot

Bitte nur eine Spalte ausfüllen:

Ausführung: dorsale Feder

Federkonfiguration:

fest dynamisch

Vorfuß:

Casimo komplett → flex / rigide

Dummies (Sprunggelenk):

nur medial nur lateral bilateral keine

Fußstellung für Ausrichtung der Feder (Laufrichtung):

normal nach Innen (Grad: ____)
 nach Außen (Grad: ____)

Ausführung: Gelenk(e)

Gelenk unilateral Gelenke bilateral

mitgelieferte(s) Gelenk(e): _____

Vorfuß-Komplett: rigide dynamisch flex

Wadenband: ventral dorsal



Bestellbogen

Ganzbeinorthese (KAFO)



Wichtige Notizen: