

1. Firmenanschrift / Stempel

Tel.: _____

Fax: _____

Datum: _____

Kommission: _____

E-Mail (für Auftragsbestätigungen und Sendungsverfolgung): _____

Verantwortlicher Mitarbeiter: _____

Unterschrift: _____

2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung? Ja Nein Wenn Ja: S.-Nr./Datum: _____

Geburtsdatum: _____ Größe: _____ Gewicht: _____

Anfertigung: paarweise nur links nur rechts Aktivitätsgrad: 1 2 3 4 5

Diagnose: _____

Bemerkungen: _____

Wichtige Hinweise:

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, geglättete Gips-Positiv oder die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale) sowie die angeschränkten Gelenkschienen.
2. Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch Justierkanäle festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie mit BLEISTIFT den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

3. Ausführungsdetails Orthese:

Farbe Orthese:

Farbe _____ Glitzer

Farbe Verschluss:

grau schwarz blau orange natur rot gelb grün weiß

Breite Verschluss:

20mm 30mm 50mm (Position nach Anzeichnung)

Motiv: _____

Antihafbeschichtung: ja nein

Verschlusstechnik:

<input type="radio"/> Standard	<input type="radio"/> Benutzerdefiniert
<input type="radio"/> Vorfuß geschlossen	<input type="radio"/> Vorfuß geschlossen
<input type="radio"/> Lasche ventral	<input type="radio"/> Lasche dorsal
<input type="radio"/> Umlenkschlaufen beidseits	<input type="radio"/> Umlenkschlaufen beidseits
	<input type="radio"/> Aufleger
	<input type="radio"/> Verschlüsse zirkulare

Material¹ Orthese:

<input type="radio"/> Standard
65° in 3mm
80° in 2 mm

----- Shorehärte Orthese -----

----- Verstärkung -----

Verstärkung nach Anzeichnung

(Bitte mit Bleistift)

<input type="radio"/> Benutzerdefiniert
<input type="radio"/> 20° <input type="radio"/> 35° <input type="radio"/> 50° <input type="radio"/> 65° <input type="radio"/> 80° mm
<input type="radio"/> 65° _____ mm <input type="radio"/> 80° _____ mm

¹20° = sehr weich, 35° = weich, 50° = mittel, 65° = fest, 80° = sehr fest