

# BESTELLBogen

## UNTERSCHENKELORTHESE (AFO)

### 1. Firmenanschrift/Stempel

Tel. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

E-Mail (für Eingangsbestätigungen und Sendungsverfolgung) \_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

### 2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung?  Ja  Nein

Wenn JA \_\_\_\_\_  
S.-Nr./Datum

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Größe \_\_\_\_\_

Gewicht \_\_\_\_\_

Anfertigung:  paarweise  nur links  nur rechts

Aktivitätsgrad:  1  2  3  4  5

Diagnose \_\_\_\_\_

Bemerkungen \_\_\_\_\_

### Wichtige Hinweise

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, **geglättete** Gips-Positiv und die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale).
2. Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch **Justierkanäle** festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie mit **BLEISTIFT** den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

# BESTELLBOGEN

## UNTERSCHENKELORTHESE (AFO)

### 3. Ausführungsdetails Orthese

**Hinweis:** Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den blau hinterlegten Punkten.

Polster/Bettung:  Talus (Medial)  Vollfuß-Polster

Polsterstärke:  4  5  6

Polsterfarbe:  schwarz  blau  gelb  rot  weiß  pink/rosa

Material Kunststoffteile:  Copolymer  PP  PE

Materialstärke:  2  3  4

Kunststofffarbe: \_\_\_\_\_  
(Transferpapier)

Carbonfarbe: \_\_\_\_\_  
(Dekorstoff)

Zuschliff:  Casimo-Zuschliff  Anzeichnung

Verschlussfarbe:  schwarz  weiß  blau  gelb  rot

**Bitte nur EINE Spalte ausfüllen:**

Ausführung:  dorsale Feder  spiral Feder

Ausführung: Gelenk(e)

Federkonfiguration:

fest  dynamisch

Gelenk unilateral  Gelenke bilateral

Vorfuß:

Casimo  komplett ->  flex/  rigide

\_\_\_\_\_

mitgelieferte(s) Gelenk(e)

\_\_\_\_\_

Dummies Verschlussgurte (Sprunggelenk):

nur medial  nur lateral  bilateral  keine

Vorfuß-Komplett:

rigide  dynamisch  flex

Fußstellung für Ausrichtung der Feder (Laufrichtung):

normal  nach Innen (Grad: \_\_\_)

nach Außen (Grad: \_\_\_)

Wadenband:

ventral  dorsal