

BESTELLBogen

GANZBEINORTHESE (KAFO)

1. Firmenanschrift/Stempel

Tel. _____

Datum _____

Kommission _____

E-Mail (für Eingangsbestätigungen und Sendungsverfolgung) _____

Verantwortlicher Mitarbeiter _____

Unterschrift _____

2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung? Ja Nein

Wenn JA _____
S.-Nr./Datum

Geburtsdatum _____

Größe _____

Gewicht _____

Anfertigung: paarweise nur links nur rechts

Aktivitätsgrad: 1 2 3 4 5

Diagnose _____

Bemerkungen _____

Wichtige Hinweise

- Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, **geglättete** Gips-Positiv und die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale).
- Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch **Justierkanäle** festgelegt sein.
- Bitte zeichnen Sie mit **BLEISTIFT** den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

BESTELLSCHEN GANZBEINORTHESE (KAFO)

3. Ausführungsdetails Orthese

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den blau hinterlegten Punkten.

Kniegelenk: unilateral bilateral

Einbau der mitgelieferten Gelenkschienen: aufgesetzt eingearbeitet steckbar (nur unilateral)

Polster/Bettung: Talus (Medial) Vollfuß-Polster OS + Wadenband

Polsterstärke: 4 5 6

Polsterfarbe: schwarz blau gelb rot weiß pink/rosa

Material Kunststoffteile: Copolymer PP PE

Materialstärke: 2 3 4

Kunststofffarbe: _____
(Transferpapier)

Carbonfarbe: _____
(Dekorstoff)

Zuschliff: Casimo-Zuschliff Anzeichnung

Verschlussfarbe: schwarz weiß blau gelb rot

Bitte nur EINE Spalte ausfüllen:

Ausführung: dorsale Feder

Federkonfiguration:

fest dynamisch

Vorfuß:

Casimo komplett -> flex/ rigide

Dummies (Sprunggelenk):

nur medial nur lateral bilateral keine

Fußstellung für Ausrichtung der Feder (Laufrichtung):

normal nach Innen (Grad: ___)
 nach Außen (Grad: ___)

Ausführung: Gelenk(e)

Gelenk unilateral Gelenke bilateral

_____ mitgelieferte(s) Gelenk(e)

Vorfuß-Komplett:

rigide dynamisch flex

Wadenband:

ventral dorsal