

BESTELLBOGEN

KNIEORTHESE (KO)

1. Firmenanschrift/Stempel

Tel. _____

Datum _____

Kommission _____

E-Mail (für Eingangsbestätigungen und Sendungsverfolgung) _____

Verantwortlicher Mitarbeiter _____

Unterschrift _____

2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung? Ja Nein

Wenn JA _____
S.-Nr./Datum

Geburtsdatum _____

Größe _____

Gewicht _____

Anfertigung: paarweise nur links nur rechts

Aktivitätsgrad: 1 2 3 4 5

Diagnose _____

Bemerkungen _____

Wichtige Hinweise

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, **geglättete** Gips-Positiv und die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale).
2. Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch **Justierkanäle** festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie mit **BLEISTIFT** den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

BESTELLBogen

KNIEORTHESE (KO)

3. Ausführungsdetails Orthese

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den blau hinterlegten Punkten.

Kniegelenk: unilateral bilateral

Einbau der mitgelieferten Gelenkschienen: aufgesetzt eingearbeitet

Bauart: Anlagen OS: dorsal ventral Auflagen US: dorsal ventral

Polster/Bettung: OS + US: ja nein **Polsterstärke:** 4 5 6

Polsterfarbe: schwarz blau gelb rot weiß pink/rosa

Kunststoffteile: ja nein **Material:** Copolymer PP PE **Materialstärke:** 2 3 4

Kunststofffarbe: _____ **Carbonfarbe:** _____
(Transferpapier) (Dekorstoff)

Zuschliff: Casimo-Zuschliff Anzeichnung **Verschlussfarbe:** schwarz weiß blau gelb rot